



Anleitung DNA Probenahme

Es ist darauf zu achten, bei der Beprobung **sauber** zu arbeiten. Der Nasentupfer soll nur in die Nase des Widders gesteckt werden und darf nichts Anderes berühren (Verunreinigung). Bitte teilen Sie uns mit, wenn bei der Probenahme etwas schiefgelaufen ist und Sie einen neuen Nasentupfer brauchen. Wir stellen Ihnen erneut einen zu (gratis).

Wir empfehlen, den Widder vor der Probenahme zu fixieren. Eine Hilfsperson kann die Arbeit erleichtern.

Bitte gehen Sie bei der Beprobung wie folgt vor:

1. Das Proberöhrchen aus der Folie entfernen.
2. Den Nasentupfer aus dem Röhrchen ziehen und dem Widder 3 – 5 cm in die Nase stossen.



3. Den Nasentupfer nach der Probenahme ins Röhrchen zurückstecken.
4. Das Röhrchen leserlich mit einem wasserfesten Stift beschriften.



5. Die Probe zurücksenden an:

Schweizerischer Schafzuchtverband
Industriestrasse 9
3362 Niederönz