



## Anleitung DNA Probenahme

Es ist darauf zu achten, bei der Beprobung sauber zu arbeiten. Der Nasentupfer soll nur in die Nase des Widders gesteckt werden und darf nichts Anderes berühren (Verunreinigung).

Wir empfehlen, den Widder vor der Probenahme zu fixieren. Eine Hilfsperson kann die Arbeit erleichtern.


Sie erhalten einen zusätzlichen Nasentupfer als **Reserve** für den Fall, dass bei der Beprobung etwas schief läuft. Die Nasentupfer verfügen über ein Verfalldatum. Daher bitten wir Sie, den Reserve-Nasentupfer **bei Nichtgebrauch zurückzusenden**.

Bitte gehen Sie bei der Beprobung wie folgt vor:

1. Das Proberöhrchen aus der Folie entfernen.
2. Den Nasentupfer aus dem Röhrchen ziehen und dem Widder 3 – 5 cm in die Nase stossen.



3. Den Nasentupfer nach der Probenahme ins Röhrchen zurückstecken.
4. Das Röhrchen leserlich mit einem wasserfesten Stift beschriften.



5. Die Probe zurücksenden an:

Schweizerischer Schafzuchtverband  
Industriestrasse 9  
3362 Niederönz